



A ← 374
14.72



Distribuitor unic in Romania
SPRINTER 2000 S.A.

Str. Nicolae Iorga nr.2, et.3, Brasov - 500057, Romania
Tel: +40-268-472333
Fax: +40-268-472334
Email: contact@sprinter-distribution.ro
Website: www.sprinter-distribution.ro
Magazin online: www.sprinter2000.ro

A ←

EMEI HEADQUARTERS
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 6
08025 Barcelona • Spain
Tel +34 934 674 999

PELI PRODUCTS
FRANCE S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris • France
Tel +33 (0)1 44 83 95 63

PELI PRODUCTS
GERMANY GmbH
Neudorfer Strasse 285 C
09474 Crottendorf • Germany
Tel +49 (0)37344 313999

381.5

©2026 Peli Products, S.L.U. Toate marcele sunt marci inregistrate si/sau neinregistrate ale Pelican Products, Inc., subsidiarele sau companiile sale afiliate. Toate detaliile incluse in acest catalog sunt corecte la momentul publicarii, dar pentru cele mai actualizate informatii, vizitati www.peli.com si www.pelicanalogue.com.
Part No. 0050-400-000E MAR 26

[j](#) [@](#) [in](#) [v](#) [X](#) [f](#) PELI.COM



BROSURA VALIZA 1465 EMS



INCEPETI IN FORTA



Suport de depozitare in care pot fi pastrate obiectele utilizate si ascutite (recipientul pentru obiecte ascutite si continutul valizei nu sunt incluse).



VALIZA USOARA PELI™ AIR 1465EMS:

Cand fiecare secunda conteaza va puteti baza pe noua valiza Peli™ Air 1465EMS pentru a ramane in actiune in conditii dificile. Cu o greutate de numai 6 kg (goala), valiza Peli™ Air 1465EMS protejeaza proviziile medicale esentiale fara a va impovara.



ACCES FACIL

Inchizatorile press and pull sunt rezistente la presiune extrema si impact, dar usor de deschis in caz de urgenta.

ORGANIZARE PENTRU SUCCES

Cele trei tavite extractibile personalizabile iti ofera flexibilitatea de a organiza echipamentul medical in orice configuratie. De asemenea, datorita celor trei compartimente transparente ce pot fi incuiate, substantele controlate sunt usor de vizualizat si pastrate in conditii de siguranta.




Toate tavitele gliseaza inainte (pentru vizualizare completa) si inapoi la pozitia initiala.



PASTRATI CURATENIA

Nu va mai fi nevoie sa tratati echipamentul cu grija. Gentile sau rucsacurile medicale se murdaresc usor in timpul celor mai multe activitati. Finisajul din polimer al valizelor Peli Air™ 1465EMS si tavitele retractabile sunt usor de curatat si igienizat pentru urmatoarea interventie de salvare.



Versiunea standard a valizei Peli™ AIR 1465 este disponibila si cu burete Pick N Pluck™.

PELI AIR 1465EMS SI 1465

DIMENSIUNI INTERIOARE
47.3 x 25.4 x 27.8 cm
(18.62" x 9.99" x 10.93")

DIMENSIUNI EXTERIOARE
52.9 x 32.1 x 32.4 cm
(20.83" x 12.62" x 12.75")

1465EMS  1465 

